

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/amplikit-red-allegrotaq-1000-reakcji-pcr-dntps-mix-p-73.html>



AmpliKIT RED AllegroTaq, 1000 reakcji PCR, dNTPs MIX

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

ARM1000

Opis produktu

AmpliKIT RED AllegroTaq 1000 U, 25mM mix dNTPs - jest zestawem zawierający polimerazę Taq z intensywnym czerwonym barwnikiem ułatwiającym pracę, wskazującym dokładność mieszania. W skład zestawu wchodzi również mix dezoksyrybonukleotydów, bufor do Taq polimerazy (10x) z 25 mM MgCl₂ i bez MgCl₂ (opcja) pozwalające przeprowadzić efektywną amplifikację DNA metodą PCR. Produkt reakcji PCR nie wymaga dodatkowego obciążenia przed rozdzieleniem elektroforetycznym.

Skład zestawu:

- RED AllegroTaq polimeraza DNA 1000 U
- Bufor reakcyjny (10x) pH 8.6
- 25mM dNTPs MIX (160 ul)
- 25mM MgCl₂ (1000 ul)
- H₂O do reakcji PCR