

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/amplikit-red-allegrotaq-500-reakcji-pcr-dntps-mix-p-95.html>



AmpliKIT RED AllegroTaq, 500 reakcji PCR, dNTPs MIX

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

ARM500

Opis produktu

AmpliKIT RED AllegroTaq 500 U, 25mM mix dNTPs - jest zestawem zawierający polimerazę Taq z intensywnym czerwonym barwnikiem ułatwiającym pracę, wskazującym dokładność mieszania. W skład zestawu wchodzi również mix dezoksyrybonukleotydów, bufor do Taq polimerazy (10x) do amplifikacji z 25 mM MgCl₂ i bez MgCl₂ (opcja) pozwalające przeprowadzić efektywną amplifikację DNA metodą PCR.

Produkt reakcji PCR nie wymaga dodatkowego obciążenia przed rozdziałem elektroforetycznym.

Skład zestawu:

- RED AllegroTaq polimeraza DNA 500 U
- Bufor reakcyjny (10x) pH 8.6
- 25mM dNTPs MIX (80 ul)
- 25mM MgCl₂ (1000 ul)
- H₂O do reakcji PCR.