


Dane aktualne na dzień: 01-11-2024 01:06

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/proteinaza-k-100-mg-p-51.html>



## Proteinaza K, 100 mg

Dostępność

**Dostępny**

Numer katalogowy

**PK1000-01**

### Opis produktu

#### Proteinaza K, 100 mg

Proteza serynowa o bardzo wysokiej aktywności i szerokim spektrum działania. Źródłem pochodzenia enzymu jest grzyb *Tritirachium album*. Proteinaza K może być stosowana do oczyszczania materiału z białek, izolacji wysokocząsteczkowego DNA, izolacji mRNA oraz do inaktywacji enzymów. Enzym pozostaje aktywny w obecności SDS, EDTA oraz mocznika. Proteinaza K jest stabilna w buforze do przechowania w zakresie temp. od +4°C do -20°C.

Bufor do przechowywania: 20 mM Tris-HCl (pH 7.4), 1 mM CaCl<sub>2</sub>, 50 % Glycerol.

Dostępność: 100 mg w postaci liofilizatu