

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/nova-1-kb-dna-ladder-50-g-p-42.html>



Nova 1 kb DNA ladder, 50 µg

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

MA1000-05

Opis produktu

[Nova 1 kb DNA Ladder, 50 µg](#)

Opis produktu

Nova 1 kb DNA Ladder jest zalecanym wzorcem wielkości przy rozdziale dwuniciowych fragmentów DNA o długości od 250 pz do 10 000 pz.

W skład markera wchodzi 13 prążków o następującej długości: 10 kpz, 8 kpz, 6 kpz, 5 kpz, 4 kpz, 3 kpz, 2.5 kpz, 2 kpz, 1.5 kpz, 1 kpz, 750 pz, 500 pz oraz 250 pz.

Prążki 1 kpz i 3 kpz świecą intensywniej.

Marker może być stosowany do mapowania restrykcyjnego.

Długość prążka*	Masa prążka ng/5 µl markera
10 000 pz	28
8 000 pz	28
6 000 pz	28
5 000 pz	28
4 000 pz	18
3 000 pz	92
2 500 pz	34
2 000 pz	34
1 500 pz	20
1 000 pz	92
750 pz	23
500 pz	30
250 pz	45



* Rozdział elektroforetyczny na 1,7% żelu agarozowym.

Uwaga: Zalecamy nakładanie na żel 3-5 ?l markera.

Skład buforu: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 1 mM EDTA, orange G, xylene cyanol FF, glicerol

Dostępny w ilości: 50 ?g

Przechowywanie: +4°C

Przechowywanie długotrwałe: -20°C